

Ortopedia:

Dirección:

Fecha pedido:

Fecha envío:

Nº pedido Batec:

Usuario:

Teléfono/Mail:

Comentarios:

MODELO (Precio base)

ROGUE ALX STD

2.120,00 €



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

☒	Chasis abierto en L color negro mate de aluminio a 80°	STD
☒	Reposapiés tubular	STD
☒	Tapicería ajustable en tensión color negro	STD
☒	Cinta para los pies	STD
☒	Ruedas trasera de aluminio y radios radiales	STD
☒	Neumáticos antipinchazo Marthon Plus Evolution	STD
☒	Ruedas delanteras soft roll 4"x1,5"	STD
☒	Empuñaduras integradas en el respaldo	STD
☒	Protector de ropa recto de aluminio negro extraíble	STD
☒	Frenos rectos de empuje (Push-to-Lock)	STD
☒	Peso real silla completa (todo incluido): 9,9 kg. Peso real chasis: 6,5 kg	STD

MEDIDAS

1	ANCHO ASIENTO (Escoger)	☐ 35,5 cm 001.02.01.20	☐ 38 cm 001.02.01.21	☐ 40,5 cm 001.02.01.22	☐ 43 cm 001.02.01.23	☐ 45,5 cm 001.02.01.24
2	PROFUNDIDAD ASIENTO	40,5 cm	Ajustable entre 38 y 44 cm			
3	ALTO RESPALDO	35 cm	Ajustable entre 33 y 43 cm			
4	ALTURA DELANTERA ASIENTO	49,5 cm	Ajustable 1,5 cm arriba y 1, 5 cm abajo			
5	ALTURA TRASERA ASIENTO	44,5 cm	Ajustable 1,5 cm arriba y 1,5 cm abajo			
6	CENTRO DE GRAVEDAD	5 cm	Ajustable entre 0 y 10 cm			
7	INCLINACIÓN RUEDAS	2°	grados			
8	PESO MÁXIMO DEL USUARIO	110kg				

RUEDAS TRASERAS

SPINERGY



Buje	Radio	Tamaño
		24"
		24"
		24"

Todas las ruedas Spinergy se sirven de serie con neumáticos Schwalbe Marathon Plus Evolution con aros de aluminio.



☐	SPINERGY XLX 24" buje pulido / radios negro-negro / 54.04.12	766,00 €
☐	SPINERGY XLX 24" buje negro / radios negro-rojo / 54.04.13	766,00 €
☐	SPINERGY XLX 24" black hub / radios negro-blanco / 54.04.14	766,00 €

Aros

☐	STD Aluminio	Sin coste
☐	CarboLife Curve Grip L 54.04.51	416,00 €
☐	CarboLife GEkko S 54.04.57	416,00 €

BATEC WHEELS BAG

Bolsa para ruedas (24" y 25")

106,00€

☐ 54.05.03



Con bolsillo interior para guardar los ejes.

BATEC RODES

Ruedas todoterreno 448,00 €



Bolsa para ruedas BATEC WHEELS BAG INCLUIDA

☐ 54.04.03



Todas las ruedas BATEC RODES se sirven de serie con aros de aluminio. Consultar opción de aros de vinilo bajo pedido.

RUEDAS DELANTERAS

☐	Par de ruedas Composite Frog-Leg 4" x 1,5"	STD
☐	Par de ruedas de aluminio Frog-Leg 4" x 1,5"	97,00 €
☐	Negro 001.50.16.01	☐ Pulidas 001.50.16.02
☐	Anodizado rojo 001.50.16.03	
☐	Par de ruedas composite negras 5" x 1,5" / 001.50.16.04	38,00 €

ATENCIÓN: Aumenta la altura delantera del asiento 1 cm

HORQUILLAS

☐	Sistema de suspensión Frog Leg negro / 001.14.01.01	383,00 €
--------------------------	---	----------

BARRA DE ANCLAJE BATEC



Frenos especiales para barra Batec

	D3 NR - Frenos rectos de empuje montados en las abrazaderas Batec	☐ 53.03.10	113,00 €
	D3 NTA - Frenos de tijera de aluminio montados en las abrazaderas Batec	☐ 53.03.11	116,00 €
	D3 NT - Frenos de tijera de composite montados en las abrazaderas Batec	☐ 53.03.12	244,00 €

☐ 53.04.02 207,00 €

(sin cargo al comprar la silla con el Batec)

PROTECTORES ROPA

☐	Protector de ropa recto de aluminio negro extraíble	STD
☐	Protectores de ropa rectos de carbono - extraíble 001.11.02.02	268,00 €
☐	Protectores de ropa anti salpicaduras de carbono - extraíble 001.50.08.05	406,00 €

ACCESORIOS VARIOS

☐	Reposabrazos aluminio acolchado / 001.50.01.02	207,00 €
☐	Antivuelcos (2) / 001.50.01.01	150,00 €
☐	Protectores de barras del chasis / 001.50.03.01	72,00 €
☐	Pedal abatible hacia atrás	289,00 €
☐	35,5 cm 001.50.02.06	☐ 38 cm 001.50.02.07
☐	40,5 cm 001.50.02.08	☐ 43 cm 001.50.02.09
☐	45,5 cm 001.50.02.10	

FRENOS (sin barra de anclaje Batec)

☐	Frenos rectos de empuje montados 001.50.09.01	STD
☐	Par de frenos tijera Ki Rogue ALX 001.50.08.05	74,00 €