

SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

PLANTILLA PARA LOS SERVICIOS OFICIALES DE COMO TIENEN QUE MANDAR LAS IMÁGENES PARA SOLICITAR UNA COMPATIBILIDAD DE UNA SILLA QUE NO ESTA EN LA TABLA DE COMPATIBILIDAD:

- 1- INDICAR FABRICANTE DE LA SILLA / MODELO / MATERIAL Y NUMERO DE SERIE
- 2- MEDIR CON CALIBRE (PIE DE REY) EL DIAMETRO DEL TUBO DEL CHASIS
- 3- ADJUNTAR IMÁGENES COMO SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO
- 4- RELLENAR MEDIDAS SOLICITADAS EN EL SEGUNDO APARTADO DEL DOCUMENTO

IMÁGENES QUE SOLICITAREMOS AL SERVICIO OFICIAL:

FRONTAL:



SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

LATERAL:



SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

INFERIOR:



SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

TRES CUARTOS:



SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS:

ANCHURA DEL ASIENTO	SEAT WIDTH	De 30 a 50 cm
ALTURA MÍNIMA REPOSAPIÉS – SUELO	MINIMUM HEIGHT FOOTREST – FLOOR	5 cm
ALTURA MÍNIMA PARTE DELANTERA ASIENTO	MINIMUM FRONT SEAT HEIGHT	45 cm
DISTANCIA MÍNIMA ASIENTO - REPOSAPIÉS	MINIMUM DISTANCE SEAT - FOOTREST	30 cm

IMÁGENES:

ANCHURA DEL ASIENTO

FRONTAL

ANOTAR DIAMTERO DEL
TUBO EN MILIMETROS:



ANOTAR MEDIDA:

SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

ALTURA MÍNIMA REPOSAPIÉS -- SUELO

LATERAL



ANOTAR MEDIDA:

SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

ALTURA MÍNIMA PARTE DELANTERA ASIENTO

FRONTAL



ANOTAR MEDIDA:

SOLICITUD COMPATIBILIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS

DISTANCIA MÍNIMA ASIENTO - REPOSAPIÉS

FRONTAL



ANOTAR MEDIDA: